

Lochner Labor und Technik GmbH

Hubstraße 24
92334 Berching, Germany

www.lochner-europe.de
info@lochner-europe.de

Phone: +49 (8462) 952296
Fax: +49 (8462) 952297

LB自動糖化装置

コンピュータ制御自動糖化装置

- ・ ノーマルバージョン
 - ・ PCバージョン
- 日常分析や研究分析のための試験装置。
○ 生産の為の最も良い原料、材料の研究。
○ レーザー技術を使用した製造。
○ 稼動時の騒音が約44dBの静音設計。

コンピュータ制御自動糖化装置

LB自動糖化装置は下記の分析プログラムを備えております。

- ・ Congress分析、全てのHartong分析

任意で選択したプログラムを更に最大6つまで（ノーマルバージョン）搭載することができ、

温度試験、時間と温度勾配試験も行うことができます。

- ・ 最大設定温度92°C
- ・ 6つのプログラムは保存、変更が可能。（ノーマルバージョン）
- ・ PCタイプはユーザー選択プログラムが制限なく使用できます。

分析中、ディスプレイには時間と温度が表示されます。（PCタイプではPC上に表示されます。）

- ・ オプションで連続分析結果を表示、保存、プリントアウトすることができます。
- ・ 装置は3時間以内にビールまた麦汁の最終発酵測定のために開発されました。

技術情報と構成：

220/230 Volt, 50/60H.z - ご要望により、使用電圧、周波数の変更が可能です。
消費電流 14.5A、ヒーター 3000ワット

Lochner Labor und Technik GmbH

Hubstraße 24
92334 Berching, Germany

www.lochner-europe.de
info@lochner-europe.de

Phone: +49 (8462) 952296
Fax: +49 (8462) 952297

導水口 = 1/2" ホース
排水口 = 1,5" パイプコネクタ (DN 40) 停止バルブ付き
ハウジング = スチール/アルミニウム、粉体塗装
水槽、パイプ、タンブラー = ステンレススチール
水槽はステンレススチール鏡面仕上げ
水槽内にガラス水位計を装備
ファンクションキー付きディスプレイ (PCタイプには付属されておりません。)

	自動糖化装置LB (スタンダードタイプ)	自動糖化装置LB (PCタイプ)
固定プログラム	Congress	Congress
固定プログラム	Hartong 20°C	Hartong 20°C
固定プログラム	Hartong 45°C	Hartong 45°C
固定プログラム	Hartong 65°C	Hartong 65°C
固定プログラム	Hartong 80°C	Hartong 80°C
選択可能プログラム 数	6	ほぼ制限なし
温度範囲	20 – 約92°C	20 – 約92°C
選択可能プログラム 毎の 最大プログラムステ ップ	10	10
プログラムステッ プの 最大測定時間	0-990分	0-990分
温度上昇/分	0.5 – 1.5 °C	0.5 – 1.5 °C
精 度	+/- 0.1 °C	+/- 0.1 °C
攪拌速度	50 – 200 rpmで設定可能	50 – 200 rpmで設定可能
測定ノイズ	約44 dB / 距離1m	約44 dB / 距離1m
分析開始	スタートボタンを押 した後 直ちに	スタートボタンを押した後直ちにまたはタイ マーによる

Lochner Labor und Technik GmbH

Hubstraße 24
92334 Berching, Germany

www.lochner-europe.de
info@lochner-europe.de

Phone: +49 (8462) 952296
Fax: +49 (8462) 952297

追加構成 :

Hartong分析用攪拌器

タンブラー保護カバー、タンブラー計数器

オプション： データ転送用ソフトウェア、ディスプレイ、データ保存、プリントアウト

糖化タンブラー用排水装置

プラスチック漏斗と縦溝付フィルター